

# メッキンラッパー

医療用不織布製品 エルクロス

## EL-CLOTH

## SMMS不織布を使用!

— スパンボンド  
— メルトブロー  
— メルトブロー  
— スパンボンド

強度に優れ、通気性とバリア性を  
バランスよく備えた、  
鮮やかなブルーの  
メッキンラッパーです。

●過酸化水素ガスプラズマ滅菌にも対応しています。

| 商品名                  | 規格      | ケース入数         |
|----------------------|---------|---------------|
| メッキンラッパー 600×600mm   | EW-0606 | 100枚×2袋(200枚) |
| メッキンラッパー 900×900mm   | EW-0909 | 25枚×4袋(100枚)  |
| メッキンラッパー 1200×1200mm | EW-1212 | 25枚×2袋(50枚)   |
| メッキンラッパー 1500×1500mm | EW-1515 | 25枚×2袋(50枚)   |



ご注意

### 取り扱いについて

- ディスプレイ製品ですので、再使用はしないでください。
- 破損や切れ目等が確認された場合は、使用しないでください。
- 強く引っ張って包装すると、滅菌物の角等で切れ目が発生する場合がありますので、包装時には強く引っ張らないでください。
- 濡れた場合は不潔物として、取り扱ってください。

## エルク滅菌バッグシリーズ

エルク滅菌バッグは、高い“シール性(はがれにくさ)”により、急激な圧力変化に耐え、同時に、優れた“ピール性(はがしやすさ)”により、開封時の紙粉を極力抑えることを可能にしました。

### ER(ロールタイプ)

長尺物から幅広の被滅菌物まで、さまざまな形や大きさに対応できる豊富なバリエーションがあります。(幅50mmから幅400mmまで13種類)



| 商品番号     | サイズ         |
|----------|-------------|
| ER-050EN | 50mm×200m巻  |
| ER-070EN | 70mm×200m巻  |
| ER-085EN | 85mm×200m巻  |
| ER-100EN | 100mm×200m巻 |
| ER-130EN | 130mm×200m巻 |
| ER-150EN | 150mm×200m巻 |
| ER-180EN | 180mm×200m巻 |
| ER-200EN | 200mm×200m巻 |
| ER-230EN | 230mm×100m巻 |
| ER-250EN | 250mm×100m巻 |
| ER-300EN | 300mm×100m巻 |
| ER-350EN | 350mm×100m巻 |
| ER-400EN | 400mm×100m巻 |

■ご希望のサイズにカットおよびシールして供給することができるECタイプシリーズもあります。

### ERG(ガゼットタイプ)ヒダ付き

ヒダ付きで、被滅菌物の出し入れが容易にできますので、厚みのある物などの滅菌に最適です。



| 商品番号      | サイズ             |
|-----------|-----------------|
| ERG-100EN | 100mm×50mm×100m |
| ERG-150EN | 150mm×50mm×100m |
| ERG-200EN | 200mm×70mm×100m |
| ERG-250EN | 250mm×70mm×100m |
| ERG-300EN | 300mm×80mm×100m |
| ERG-350EN | 350mm×80mm×100m |

### EP(パウチタイプ)山型シール

三周辺がヒートシールされ、袋状になっているため、被滅菌物を直ちに挿入できます。



| 商品番号    | サイズ       |
|---------|-----------|
| EP-0815 | 80×150mm  |
| EP-0820 | 80×200mm  |
| EP-0828 | 80×280mm  |
| EP-1020 | 100×200mm |
| EP-1028 | 100×280mm |
| EP-1035 | 100×350mm |
| EP-1535 | 150×350mm |
| EP-2028 | 200×280mm |
| EP-2548 | 250×480mm |

## ケミカルインジケータシリーズ

ケミカルインジケータシリーズは、世界各国で信頼され広く愛用されており、確かな滅菌モニタリングをお約束します。

### OKカード 高圧蒸気滅菌検知テープ

### ガスチェックス E.O.G滅菌検知テープ

特殊なインジケータインクをシルクスクリーン処理していますので、滅菌効果の読取り判定が容易に行えます。



#### ■高圧蒸気滅菌検知カード

|         |                  |         |
|---------|------------------|---------|
| OKカード   | 14mm(幅)×20cm(長さ) | 250枚/1箱 |
| OKカードミニ | 14mm(幅)×10cm(長さ) | 250枚/1箱 |

#### ■E.O.G滅菌検知カード

|           |                  |         |
|-----------|------------------|---------|
| ガスチェックス   | 14mm(幅)×20cm(長さ) | 250枚/1箱 |
| ガスチェックスミニ | 14mm(幅)×10cm(長さ) | 250枚/1箱 |

●ご注文・お問い合わせは下記へどうぞ

### スチームテープ 高圧蒸気滅菌工程表示テープ

### ガステープ E.O.G滅菌工程表示テープ

滅菌処理済みと未処理とを区別する包装外部用インジケータテープです。



#### ■高圧蒸気滅菌工程表示テープ

|         |                 |
|---------|-----------------|
| スチームテープ | 12mm(幅)×54m(長さ) |
|         | 18mm(幅)×54m(長さ) |
|         | 25mm(幅)×54m(長さ) |

#### ■E.O.G滅菌工程表示テープ

|       |                 |
|-------|-----------------|
| ガステープ | 12mm(幅)×54m(長さ) |
|       | 18mm(幅)×54m(長さ) |
|       | 25mm(幅)×54m(長さ) |

### ベーパーライン 高圧蒸気滅菌検知カード

インテグレーションインジケータです。BIで規定された不活化の値と相関しながら、それより遅れて変色(ダークバーが伸延)します。



#### ■高圧蒸気滅菌検知カード

|         |                  |         |
|---------|------------------|---------|
| ベーパーライン | 21mm(幅)×53mm(長さ) | 100枚/1袋 |
|---------|------------------|---------|

### フラッシュインジケータ 高圧蒸気滅菌検知カード

フラッシュ滅菌専用のインジケータです。(表面がラミネート加工されています。)



#### ■フラッシュ滅菌専用インジケータ

|          |                  |         |
|----------|------------------|---------|
| デュオフラッシュ | 29mm(幅)×98mm(長さ) | 100枚/1箱 |
|----------|------------------|---------|

# Canon

キヤノンメディテックサプライ株式会社

<https://mts.medical.canon>

本社 〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町9番1号