




国産のケミカルインジケータ

LCシリーズ
LC SERIES

指示色が周りを囲い、
滅菌後の
判断が素早く
行える



パッと判断しやすい色
に変化





馴染みの
アルファベット
大文字表示

8枚綴りで
好みのサイズ
に切り離せる

蒸気滅菌用
ケミカルインジケータ LC-01



EO滅菌用
ケミカルインジケータ LC-02



TYPE
4


マルチバリアブルインジケータ

複数の重要プロセス変数に反応するインジケータです。

蒸気滅菌用 ケミカルインジケータ LC-01

指示色を周りのCとし、
一目で結果判断可能。

LC-01の変色イメージ (121℃、134℃)





※変色のイメージです。
カタログと実物で若干異なります。

製品名	蒸気滅菌用ケミカルインジケータ LC-01	入数	8枚付×50シート
-----	-----------------------	----	-----------

EO滅菌用 ケミカルインジケータ LC-02

指示色を周りのOとし、
一目で結果判断可能。

LC-02の変色イメージ (38℃、54℃)



※変色のイメージです。
カタログと実物で若干異なります。

製品名	EO 滅菌用ケミカルインジケータ LC-02	入数	8枚付×50シート
-----	------------------------	----	-----------

Canon

キヤノンメドテックサプライ株式会社

<https://mts.medical.canon>

本社 〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町9番1号



管理番号: EZC2025071801