



包装・保管

滅菌コンテナシステム ステリタイト

手術用器材の滅菌・収納保管・搬送に最適




手術用器材をあらかじめセット組みして、そのまま滅菌～保管（密閉）のできるアルミ製のコンテナです。ステリタイトでは、滅菌状態での6ヵ月間の保管が可能です。素材は、航空機に使用されるものと同じグレード/強度をもつアルミ製です。

ブラケットと呼ばれる固定具を使って、器材を安全に固定でき、多種多様なバスケットなどを組み合わせることで、様々な器材のセットに対応可能です。中性洗剤で洗浄できメンテナンスに手間がかかりません。滅菌コンテナシステムは、豊富な種類とサイズから器材、用途、滅菌器に合わせてお選びいただけます。

- ・高耐久性熱処理済アルミニウム合金
- ・ドイツ及び米国の製品標準規格の対応
- ・オフセット型フィルターシステム
(保管、搬送時にフィルターを誤って破損することはありません)
- ・信頼のダブルラッチ (2段階の留め金で信頼性を高めています)

メッキンラッパー

強度に優れ、通気性とバリア性をバランスよく備えた鮮やかなブルーのメッキンラッパーです



適応滅菌法は以下の通りです。

- ・高圧蒸気滅菌
- ・エチレンオキシドガス滅菌
- ・過酸化水素ガス滅菌
- ・過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌
- ・ホルムアルデヒドガス滅菌

商品番号	サイズ	ケース入数
EW-0606	600 × 600mm	100枚×2袋 (200枚)
EW-0909	900 × 900mm	25枚×4袋 (100枚)
EW-1212	1200×1200mm	25枚×2袋 (50枚)
EW-1515	1500×1500mm	25枚×2袋 (50枚)

過酸化水素ガス用滅菌バッグ

高いコストパフォーマンスを提供いたします

■ e-TRシリーズ



エルク滅菌バッグ e-TR シリーズは、デュポン™タイベック®を採用しています。特に強度に優れ、大きくて重い滅菌物まで、より安心してご使用いただけます。

商品番号	サイズ	商品番号	サイズ
e-TR 070	70mm×150m	e-TR 250	250mm×100m
e-TR 100	100mm×150m	e-TR 300	300mm×100m
e-TR 150	150mm×150m	e-TR 350	350mm×100m
e-TR 200	200mm×150m	e-TR 450	450mm×100m