



平成 22 年 1 月 18 日
大阪市中央区農人橋 1 丁目 1 番 22 号
大江ビル 9 階
株式会社エルクコーポレーション
代表取締役社長 松本 啓二
(コード番号 9833 大証第 2 部)

News Release

中小医療機関向け 全自動酸化エチレンガス滅菌器を新発売 ～ 85 リットルタイプをラインアップに追加 ～

株式会社エルクコーポレーション(本社:大阪府大阪市中央区)は、全自動酸化エチレンガス滅菌器「SA-H850」を 2010 年 1 月 21 日より販売開始いたします。

「SA-H850」は、信頼あるガス滅菌器 SA シリーズの安全性、機能性及び滅菌の確実性をそのままに、多くの中小医療機関の滅菌量に対応出来る 85 リットルの容量としました。

■ 販売の背景

今、多くの医療機関においては、中央材料室の業務効率化が図られています。マンパワーの効率化を始め、滅菌対象物の選別、その滅菌方法の見直しが行われています。

それに伴い、これまで酸化エチレンガス滅菌処理をしてきた滅菌物の量も、各医療機関で様々に変化しています。「SA-H850」は、今後も多様化する医療機関における滅菌物の量変化に対応できるよう、新たに 85 リットルの滅菌容量の製品を発売いたします。

これにより、当社のガス滅菌器 SA シリーズは、6 種類の容量の機器(16 リットル、36 リットル、54 リットル、85 リットル、100 リットル、170 リットル)がラインアップされることになり、ガス滅菌器の国内シェア No. 1 をより強固にできるものと考えています。

当社は、クリニックから大規模医療機関まで、全ての医療機関の滅菌量に応じた適正な機種を提供することで、中央材料室の業務効率化に貢献してまいります。


■ 全自動酸化エチレンガス滅菌器 SA-H850 の特長



※酸化エチレンガス除去装置 搭載仕様

① 収納効率に優れた角型チャンバーを採用

角型チャンバーは、滅菌物を整然と並べて収納することができ、無駄なスペースを少なくすることが出来ます。



② 細心の安全設計

機構上の安全性に関するものや、滅菌条件に関する安全装置やエラー警報など、使用者の立場に立った細心の安全対策に配慮しています。また、落雷等の激しいノイズや、人為的なミスといった、まさかの事態でも、作業者の安全確保を第一に設計されています。

③ 簡単な操作は、シンプルデザインが証明

被滅菌物によりワンタッチでコース選択し、スタートスイッチを押すだけで、点検工程から完了まで全てを自動運転します。

④ 滅菌済み器具からのわずかな残留ガスの蒸散も排除

エアレーション時間は、48時間まで任意に設定可能(標準は14時間)。

更に、全工程が完了しても電源を切るか、装置を停止しない限り、一定時間ごとに排気(真空)とクリーンエアの導入を繰り返し、チャンバー内を常に安全な状態に保ちます。

⑤ 多彩な情報を分かりやすく液晶パネルに表示

コース、工程、チャンバー内温度・圧力、完了までの残り時間、作業メッセージ、エラーメッセージなど多彩な情報を液晶パネルに表示。また、万が一のトラブル発生時には、内容だけでなく、発生した工程や残り時間まで表示する親切設計です。



⑥ ユーザーでの一次点検が可能

保守点検モードでは、ヒーター・ポンプ・フィルターなどの性能チェックが、ユーザーレベルで簡単に行えます。

【本件に関するお問合せ先】

■お客様からのお問合せは

営業統括本部 開発・マーケティング部

感染管理グループ 荒木・大西

TEL 03-3814-8229 FAX 03-3814-9807

■ 報道関係の方からのお問合せは

経営企画室 藤井、小黒、斉藤

TEL 06-6942-4691 FAX 06-6942-0871

E-mail: info@elkc.co.jp